

離心管核酸分解酶測試報告

委託單位：鈺泰研究創新股份有限公司

測試單位：元培醫事科技大學 醫技系

微生物診斷實驗室


檢測目的：

鈺泰離心管經PCR方法檢測，去氧核酸分解酶零檢出(DNase free)及核酸分解酶零檢出(RNase free)

檢測結果：

1. 鈺泰離心管 DNase free及RNase free
2. 鈺泰與國際大廠牌同等級 (實驗亦加入國際大廠牌做照)

測試結果-50 ml 離心管




編號	50c. c.
1	廠商A(P) →
2	廠商A(N) →
3	鈺泰
4	鈺泰
5	廠商B
6	廠商C
7	廠商D

沒加去氧核糖核酸酶
有加去氧核糖核酸酶

測試結果：

鈺泰離心管無去氧核糖核酸酶污染

測試結果-15 ml 離心管




編號	15c. c.
1	廠商A(P) →
2	廠商A(N) →
3	鈺泰
4	鈺泰
5	廠商B
6	廠商C
7	廠商D

測試結果：

鈺泰離心管無去氧核糖核酸酶污染

測試結果-50 ml 離心管




編號	50ml
1	廠商A(N)
2	廠商A(P)
3	鈺泰
4	鈺泰
5	廠商B
6	廠商C
7	廠商D

→ 沒加核糖核酸酶
→ 有加核糖核酸酶

測試結果：

鈺泰離心管無核糖核酸酶污染

測試結果-15 ml 離心管



M : DNA 大小片段標記

編號	15ml
1	廠商A(N)
2	廠商A(P)
3	鈺泰
4	鈺泰
5	廠商B
6	廠商C

→ 沒加核糖核酸酶
→ 有加核糖核酸酶

測試結果：

鈺泰離心管無核糖核酸酶污染

測試結果

- 鈺泰研究創新股份有限公司生產的離心管經檢測不含
DNase 與RNase

廠牌	DNase	RNase
鈺泰	—	—